

LR-SERIE

FILTERPATRONEN VOOR LOODVERMINDERING



LR-SERIE

FILTERPATRONEN VOOR LOODVERMINDERING



TOEPASSINGEN

- ▶ LR-FB20BB → Hele huis
- ▶ LR-10 → POU volledig debiet

KENMERKEN • VOORDELEN

- ▶ Professioneel **systeem voor loodvermindering**
- ▶ **Gecertificeerd volgens NSF/ANSI-norm 53** om cysten zoals Cryptosporidium en Giardia te verminderen op mechanische wijze
- ▶ **De Fibredyne-technologie** zorgt voor minimaal waterdrukverlies, zelfs bij hoog verbruik.
- ▶ **Bescherming van het hele huis:** Zorgt voor schoon, loodvrij water uit elke kraan, zodat uw gezin wordt beschermd tegen schadelijke verontreinigingen
- ▶ De Fibredyne-patroontechnologie biedt een **2x zo hoge stromingsefficiëntie als vergelijkbare loodfilters van de concurrentie**
- ▶ **Volledig debiet:** LR-10 kan rechtstreeks op de keukenkraan worden aangesloten zonder dat er een zijkraan nodig is

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	LR-10	LR-FB20BB
Artikelnummer	655208-43	655210-43
Toepassing	POU (gebruikspunt)	POE (toegangspunt)
Technologie	Fibredyne	Fibredyne
Afmeting	2,5x10 duim	4x20 duim
Capaciteit	5678 l (1500 gal.)	151.000 l (40.000 gal.)
Filtratiesnelheid	0,5 micron	0,5 micron
Debiet	9,45 l/min (2,5 gpm)	38 l/min (10 gpm)
Drukgebied	2,7 - 10,3 bar (40-125 psi)	6,2 bar (90 psi)
Temperatuurbereik	4,4 °C - 37,8 °C (40°-100° F)	
Eliminatie van verontreinigingen	Lood, cysten: Gecertificeerd volgens NSF/ANSI-norm 53 om cysten zoals Cryptosporidium en Giardia te verminderen op mechanische wijze	

INSTALLATIE TIPS

- ▶ Kies een geschikte montageplek die het volledige gewicht van het systeem in werking kan dragen.
- ▶ Zorg ervoor dat u de dichtingsring goed smeert voor gebruik.
- ▶ Installeer verticaal met de kom naar beneden hangend.
- ▶ Laat 6,35 cm (2-1/2") ruimte vrij onder de patroon om hem gemakkelijk te kunnen vervangen.

TIPS VOOR HET GEBRUIK

- ▶ Vervang de filterpatroon als het debiet afneemt.
- ▶ Overschrijd het bedrijfsdebiet niet.
- ▶ Inspecteer de dichtingsring bij elke vervanging van de filterpatroon. Indien nodig smeren en/of vervangen



Systeem LR-50BB met filterpatroon 655210-43 Getest en gecertificeerd door NSF International volgens CSA B483.1 en NSF/ANSI-norm 53 voor de vermindering van lood en cysten. Het systeem LR-1500 met filterpatroon 655208-43 is getest en gecertificeerd door NSF International volgens NSF/ANSI-norm 42, 53 en CSA B483.1 voor de vermindering van de claims die bij de prestatiegegevens gespecificeerd zijn.